

NEOVELLETM SOFT



Il filler equilibrato e morbido
che rispetta la morfologia delle labbra.



Risultato naturale
e duraturo!



[MADE IN ITALY]

NEOVELLETM SOFT

EQUILIBRATO E MORBIDO

Correzione equilibrata e armonica, rispettando la morfologia delle labbra

Un filler morbido e di adeguata viscosità per una omogenea e uniforme distribuzione nei tessuti.

Neovelle Soft è l'ideale per il trattamento di rughe, linee sottili e altri segni dell'invecchiamento.

Migliora l'aspetto della pelle, ripristinando volume e tonicità.



SCHEMA TECNICA

Composizione:

- ◆ Acido ialuronico cross-linkato

Concentrato di acido ialuronico:

- ◆ 15 mg/ml

Confezione:

- ◆ Siringhe 2 x 1 ml
- ◆ Aghi 4 x 30G 1/2"


PUNTI DI FORZA

- ◆ Perfetto per le aree del viso che richiedono un approccio meno invasivo e un effetto più naturale
- ◆ Riduce in modo visibile le rughe sottili, mentre aumenta il volume di labbra e i contorni del viso
- ◆ Idrata la pelle, per un effetto più luminoso e fresco

APPLICAZIONE

Neovelle Soft è iniettabile nel derma superficiale, per offrire una correzione equilibrata e armoniosa, rispettando la morfologia naturale delle labbra e riducendo, al contempo, le piccole rughe periorali.

INIEZIONE DERMA: SUPERFICIALE



AREE TRATTAMENTO

- 1 Modellazione creste filtrali
- 2 Definizione contorni labiali
- 3 Aumento volume labbra
- 4 Rughe periorali (codice a barre)



I CASI CLINICI



Il trattamento con Neovelle Soft permette una correzione armoniosa delle rughe sottili nelle donne con pelle più matura e un miglioramento naturale del volume labiale, rispettando la morfologia del viso, anche nelle più giovani.

PRIMA



DOPO



Correzione rughe periorali



PRIMA



DOPO



Definizione contorni labiali



**DURATA STIMATA:
FINO A 6 MESI**

Trattamento: Labbra
Quantità prodotto: 1 ml
Riempimento: ● ○ ○ ○

RISULTATI DEI PAZIENTI:

97% Afferma che il trattamento ha migliorato il loro aspetto

96% Dei pazienti trova i propri risultati naturale

PRIMA



DOPO



Aumento volume labbra e modellazione creste filtrali

PRIMA



DOPO



Correzione gummy smile e aumento del volume delle labbra

NEOVELLE™

Extra Pure Hyaluronic Acid



L'acido ialuronico di altissima qualità cross linkato e fortemente purificato, per restituire pienezza alla pelle, rispettando i contorni naturali del viso.

Neovelle è una gamma di filler dermici infusi con acido ialuronico purissimo, disponibili in 3 varianti specifiche, per ottenere risultati mirati su diverse aree del viso.

Progettati per restituire pienezza alla pelle, rispettando i contorni naturali.

I filler della linea Neovelle presentano un residuo di BDDE (butanediol diglycidyl ether) inferiore a 0,08 ppm, non provocano edema, hanno un'alta capacità correttiva e consentono un risultato omogeneo, morbido e pieno.



“



Per la medicina estetica non chirurgica, Marllor è sinonimo di innovazione, qualità e cura del dettaglio a livello globale.

”

La missione di Marllor Biomedical è quella di mettere la nostra esperienza, consolidata da più di 15 anni nel campo, al servizio della medicina estetica non chirurgica e dermatologica, offrendo soluzioni scientifiche e tecniche all'avanguardia. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli operatori sanitari soluzioni di trattamento efficaci, sicure e mirate, che vadano incontro alle necessità dei pazienti.





NEOVELLETM SOFT

Il filler più delicato e naturale della linea Neovelle, riduce le rughe sottili e migliora il volume delle labbra, con un effetto idratante e una durata fino a 6 mesi.



NEOVELLETM DEFINE

Correzione strutturale sicura e precisa, ideale per trattare rughe profonde e ridefinire i contorni del viso. L'elevata purezza e viscosità garantiscono risultati armoniosi e duraturi.



NEOVELLETM VOLUME

Il filler più denso e volumizzante della linea, ideale per correggere aree che richiedono maggiore struttura e sostegno. Garantisce risultati visibili e naturali, che durano fino a 10 mesi.

INFORMAZIONE RISERVATA AL CORPO MEDICO. VIETATA LA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO IN QUALSIASI FORMA

MARLLOR BIOMEDICAL

SEDE LEGALE

Via Torconca, 1 - 47842

S. Giovanni in Marignano (RN)

Partita IVA 03189570405

+39 0541 410286

info@marllor.com

www.marllor.com

SCAN QR CODE

